



Mască medicală

Mască medicală, de unică folosință, nesterilă

FIȘĂ TEHNICĂ

DESCRIERE PRODUS:

Mască medicală pentru acoperirea feței (gură, nas și bărbie), fabricată din 3 straturi de protecție de nivel medical: un strat nețesut, un strat de mijloc - filtru obținut prin topire și suflare și un strat interior adaptat contactului cu pielea. Benzile elastice cu greutate mică, pentru urechi, permit fixarea sau scoaterea ușoară a măștii, iar clipsul din aluminiu pentru nas permite ajustarea acesteia.

COMPOZIȚIE:

- Un strat nețesut
- Un strat de mijloc - filtru obținut prin topire și suflare
- Un strat interior adaptat contactului cu pielea
- Benzi elastice pentru urechi
- Clips din aluminiu pentru nas, ce permite ajustarea măștii.

CARACTERISTICI:

- Eficient pentru filtrarea bacteriană (EFB) (%) $\geq 95\%$
- Presiune diferențială (Pa/cm²) < 40
- Presiunea rezistenței la proiecții (KPa) Necerut
- Proprietate microbiană (ufc/g) ≤ 30
- Nesteril

DIMENSIUNI:

175 x 90 mm - mască pentru adulți

AMBALARE:


Cutie cu
50 de măști.



PERFORMANȚE:

- Eficient pentru filtrarea bacteriană
- Respirabil
- Rezistent la proiecții

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:



CUP
By PRODUCTION



 Bernard
comanda@vvup.org
+40 738 886 499

 Mariana
comanda@vvup.org
+40 760 665 659

 Ray
comanda@vvup.org

DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR