

Voal Vaginal Colector



14 mm

V-Veil UP² Voal Vaginal Colector*

Este un dispozitiv medical de clasa I, nesteril, dezinfectat UVC, pentru uz uman, utilizat pentru colectarea secrețiilor, diferitelor lichide și substanțe, care se află în cavitatea vaginală și pe colul uterin în vederea diagnosticării prin analize de laborator.

Descoperiți
hvp-veil.com



28 mm

V-Veil-Up Production

- ✓ Este o companie înregistrată în EUDAMED ca producător de dispozitive, sisteme și kituri medicale.
- ✓ Producem într-o cameră curată ISO 8.
- ✓ Capacitate mare de producție.
- ✓ Voalurile noastre **V-Veil UP²** au mai multe cereri de brevet și **brevete în curs de brevetare pe mai multe continente.**
- ✓ Voalurile noastre **V-Veil UP²** sunt folosite în întreaga lume de către un producător de mașini PCR.
- ✓ V-Veil-Up Production produce cel mai bun voal de autoprelevare brevetat de pe piață și singurul care are atât de multe studii științifice care compară metoda clasică, care implică un medic, cu metoda de autoprelevare.

**NOI FURNIZĂM SOLUȚIA,
DUMNEAVOASTRĂ OBȚINEȚI
CEL MAI BUN REZULTAT!**



v-veil-up-production.com

V-Veil-UP Production S.R.L.
Profesor Ion Angelescu, 24A
Pitesti, 110354, Arges
ROMANIA

+40 348 420 620
contact@vvp.org



Brevete în așteptare

*Disponibil în cutie unică sau ambalaj colectiv

Kituri de autoprelevare HPV



KIT 1.1

Conținut *



*Disponibil în cutie unică sau ambalaj colectiv.

În interiorul cutiei KIT 1.1 veți găsi:

- Voal Vaginal Colector **V-Veil UP2**
- Instrucțiuni de utilizare
- 1 recipient pentru depozitarea și transportul probelor.

Aspecte importante

- ✓ Dispozitive medicale CLASA I
- ✓ Înregistrat în baza de date europeană privind dispozitivele medicale (EUDAMED).
- ✓ Produse în fabrica noastră certificată EN ISO 13485:2016.
- ✓ Produsele noastre sunt fabricate într-o cameră curată ISO 8.
- ✓ Înregistrate la Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

Descoperiți toate
KIT-urile noastre



Avantajele comerciale

- ✓ Potrivite pentru toate campaniile naționale de depistare a cancerului de col uterin.
- ✓ Foarte practice pentru ONG-urile care organizează campanii de screening HPV, în special în comunitățile musulmane.
- ✓ Potrivite pentru laboratoarele care doresc să aibă cel mai bun produs și să economisească bani.
- ✓ Singura autoprelevare acoperită de studii științifice care arată rezultate atât de bune, cu sau fără medic sau asistentă.
- ✓ Singurele kituri de pe piață cu voal și lichid de transport **V-Veil UP2**.

Avantajele voalului de autoprelevare

- ✓ Special adaptat femeilor care simt disconfort în timpul examinărilor ginecologice, disconfort care poate fi legat și de valorile culturale sau religioase.



KIT 2.1

Conținut *



*Disponibil în cutie unică sau ambalaj colectiv.

În interiorul cutiei KIT 2.1 veți găsi:

- 1 Voal Vaginal Colector **V-Veil UP2**
- Instrucțiuni de utilizare
- 1 recipient cu soluție de fixare pentru depozitarea și transportul probelor.

- ✓ Rata de acceptare de 97,1% pe un panel de 253 de femei.

- ✓ Utilizarea acestui voal face posibilă la aproape dublarea capacității de detectare a papilomavirusurilor oncogene cu risc ridicat (HPV-HR) prin PCR multiplex în timp real, în comparație cu un tampon standard prelevat de un ginecolog sau de o asistentă medicală. Cu ajutorul voalului **V-Veil UP2** este posibilă detectarea HPV-HR oncogenă de peste 12 ori la o femeie din 8.
- ✓ Voalul **V-Veil UP2** este simplu, sigur și respectă intimitatea tuturor femeilor.

Avantajele lichidului de transport

- ✓ Soluția de fixare pentru depozitare și transport este fabricată în Franța.
- ✓ Secreția colectată în interiorul lichidului are un termen de valabilitate de 83 de zile în afara frigiderului.
- ✓ Soluția de fixare conține doar apă, 30% etanol, săruri și un biocid pentru siguranța utilizatoarei și **NU conține metanol, NU conține formaldehidă.**
- ✓ Lichidul de transport este validat și utilizat de principalii lideri în citologie și HPV.

Descoperiți toate
studiile noastre
științifice



KIT 3.1

Conținut



În interiorul cutiei KIT 3.1 veți găsi:

- 1 Voal Vaginal Colector **V-Veil UP2**
- Instrucțiuni de utilizare
- 1 recipient cu soluție de fixare pentru depozitarea și transportul probelor
- 1 foaie absorbantă nețesută
- 1 pungă de siguranță UN3373
- 1 pungă curierat.

Cumpărați
KIT 3.1 și KIT 4.1



KIT 4.1

Conținut



În interiorul cutiei KIT 4.1 veți găsi:

- 1 Voal Vaginal Colector **V-Veil UP2**
- Instrucțiuni de utilizare
- 1 recipient pentru depozitarea și transportul probelor
- 1 pungă de siguranță UN3373
- 1 pungă curierat.